

キャスターチェアー SPR-553

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
「取扱説明書」はいつでも使用できるように、見やすい所に大切に保管してください。

● 用途

PT 室などで運動や介助を行うときに座る椅子です。

● 特長

座ったままでの移動やアプローチがスムーズにできます。

● 安全上のご注意



注意

本製品を安全に正しくご使用していただくために、各注意事項を読んで必ずお守りください。表示の意味は次のようになっています。

⚠ 注意 ... 取り扱いを誤ると、傷害または物的損害の発生が想定されるもの

- 床面が平らな安定した場所で本製品をお使いください。
- 本製品を用途以外の目的には使用しないでください。けがをすることがあります。
- 椅子の座面上に立って乗らないでください。転倒する恐れがあります。
- キャスターの一部が床面から浮くような状態で座らないでください。転倒する恐れがあります。
- 使用前に各部の点検をしてガタつきやネジのゆるみがないか見てください。けがをする恐れがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体がこわれてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- キャスターを引きずって移動すると、床面がきずつくことがあります。
- 軟質の床面ではカーペットなどを敷いてご使用ください。直に置くと床面をきずつけることがあります。
- 水がかかる場所や湿度が高い場所での使用は避けてください。さびや変色の恐れがあります。

● お手入れの仕方

キャスターの転がりが悪かったり、異常な音がするときは、キャスターに糸くずやごみが絡まっている場合があります。掃除して取り除くか新しいキャスターと交換してください。(キャスター交換は弊社にご連絡ください)

日常のお手入れとして、汚れがついたときは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは水拭きや中性洗剤を含ませた布で拭いた後、柔らかい布で乾拭きしてください。マットの縫い目は防水処理をしていませんので水洗いはしないでください。



注意 シンナー、ベンジンなどで拭かない

塗装面を侵す恐れがあるので使用しないでください。

● 保証とアフターサービス

● 保証書と保証期間

- 保証書(別添)はよく読んで大切に保管してください。保証書がありませんと保証期間中でも代金を請求させていただく場合があります。
- 保証期間は、正常な使用状態で故障した場合、本体フレームは5年間、それ以外は1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

● 修理を依頼される場合

- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。
 - ・機種名 : SPR-553
 - ・お買上年月日
 - ・故障状況(できるだけ詳細に)
 - ・住所、氏名、電話番号
- メーカーより指示のあるとき以外は、決して分解したりしないでください。

● 消耗品(使用により、磨耗・劣化・変質等が生じ、本来の機能が発揮できなくなるもの)

正常な使用において、交換の目安が約2年のもの。 **キャスター**

点検の時期が来ましたら弊社営業所までご用命ください。点検して必要により有償交換いたします。

● 仕様

型 式		SPR-553
外形寸法(座面×高さ)		φ 300×350 mm
質 量		4.0 kg
材質	シート	ビニールレザー
	フレーム	スチール

注) 都合により予告なく仕様の変更を行う場合があります。

酒井医療株式会社

本社 東京都新宿区山吹町 358-6 〒162-0801
<http://www.sakaimed.co.jp>

お問い合わせ (午前 9:00～午後 5:00)

- 修理に関するお問合せ：
健康被害などが発生した場合：
・サポートセンター フリーダイヤル 0120-161-288
・または、平日のみ最寄りの営業所へ
- 商品に関するお問合せ：
最寄りの営業所